



CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

**Xúc tiến công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
phục vụ phát triển ngành thủy sản khu vực Đông Nam Bộ**

Thời gian: Từ 8h00-12h00, Ngày 24/7/2025 (thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường VCCI, Số 155 Nguyễn Thái Học, P. Tam Thắng, TP. HCM

STT	Thời gian	Nội dung	Tổ chức thực hiện
Phiên khai mạc kết nối tổng thể			
1	7h45 - 8h00	Đón tiếp đại biểu	
2	8h00 - 8h30	Thăm quan các sản phẩm trưng bày của Viện Hàn lâm KHCN VN và Công ty CP Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV)	
3	8h30 - 8h40	Giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
4	8h40 - 8h50	Phát biểu Khai mạc	Lãnh đạo VCCI/ Viện Hàn Lâm
5	8h50 - 9h00	Kết nối doanh nghiệp với các nhà khoa học và Viện nghiên cứu	VCCI
6	9h00 - 9h30	Giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm của Công ty CP Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV)	ACTIV
7	9h30-10h30	Giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm	Các viện, trung tâm thuộc Viện Hàn lâm
8	10h30-10h40	Ra mắt văn phòng đại diện Công ty CP Chống giả Việt Nam tại Vũng Tàu	ACTIV/Ban tổ chức
Tổ chức kết nối 1-1 trực tiếp			
9	10h40 - 11h50	Kết nối cung cầu 1-1 tại các bàn kết nối trực tiếp	Viện nghiên cứu và doanh nghiệp
Tổ chức ký kết giữa Viện với Doanh nghiệp			
10	11h50 - 12h00	Ký kết giữa Viện Hàn lâm KHCN VN với Doanh nghiệp	Viện nghiên cứu và doanh nghiệp
Tổng kết, bế mạc			
11	12h00	Tổng kết, bế mạc	Ban tổ chức

BẢNG THÔNG TIN TÓM TẮT CÁC SẢN PHẨM/ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

STT	Tên sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Ưu điểm nổi bật
1.	Chế phẩm Mic-power	Hỗn hợp vi khuẩn: Bacillus subtilis	Phân hủy thức ăn dư thừa, tảo chết và cặn bã hữu cơ; Ổn định chất lượng nước, cân bằng pH, giảm khí độc; Vi sinh sống với mật độ cao.
2.	Chế phẩm men vi sinh tiêu hóa micro-somes	Hỗn hợp vi khuẩn: Lactobacillus: acidophilus; fermentum; plantarum;....	Tăng số lượng vi sinh có lợi, nong to đường ruột tôm, cá; Kích thích tôm bắt mồi, phục hồi đường ruột tôm sau khi sử dụng kháng sinh; Ổn định hệ vi sinh vật, giảm pH trong đường ruột tôm, ức chế vi khuẩn có hại; Vi sinh sống với mật độ cao.
3.	Chế phẩm Aquatine	Đặc trị nội – ngoại kí sinh trùng	Liều lượng sử dụng thấp, không gây tác dụng phụ trên tôm, cá; Hiệu quả chỉ sau 1 lần sử dụng
4.	Thảo dược bio-berine	Chiết xuất sinh học từ thảo mộc	Ngừa, điều trị bệnh phân trắng khi vừa có biểu hiện; Giảm thiểu hiện tượng tôm bỏ ăn; Hiệu quả ngay với trường hợp tôm bị phân lỏng, trắng; Tôm tăng trưởng, bắt mồi bình thường khi sử dụng Bio-berine với liều cao để điều trị; Không chứa kháng sinh
5.	Đỏ tự nhiên (Natural)	Thành phần chính là carotenoid chiết xuất từ rau, củ và một số thực vật	An toàn khi sử dụng; Tăng cường sắc tố đỏ cho tôm, cua nuôi công nghiệp; Được bào chế ở dạng hỗn dịch, dễ dàng trộn và bám chắc vào thức ăn, không tan vào môi trường, tránh thất thoát và ô nhiễm;
6.	Fitomed	Chiết xuất sinh học từ thảo mộc	Giảm stress; Hỗ trợ trong điều trị các bệnh đường ruột cho tôm, cá; Kích thích tôm, cá ăn, tăng đề kháng.
7.	+ Extrabio	Chứa các chủng vi khuẩn có lợi và enzyme	Làm trong nước nhanh chóng, giảm mùi hôi, khí độc; Ức chế vi khuẩn gây bệnh, hỗ trợ tôm, cá phát triển khỏe mạnh; Cân bằng hệ vi sinh, tăng cường oxy hòa tan;
8.	Zero shock	Bổ sung chiết xuất curcumin từ nghệ.	Trung hòa độc tố; Giảm stress, tránh tuột nhớt, hồi phục tổn thương nhanh; Kích thích tôm, cá ăn, tăng đề kháng..
9.	Fast+Safe	Sodium thiosulfate 50g/L, dung môi nước RO, solidum benzoate	Giảm stress và chống shock cho cá, giảm độc tố, kim loại nặng trong môi trường nước.
10.	Hệ đồng hóa nhũ hóa cho phòng thí nghiệm AS-H20-2000L	Nguồn siêu âm Model NG:HC20-2000; Cây rung siêu âm Model HORN:AS20-BRL	Hiệu suất cao, đảm bảo đồng hóa và nhũ hóa nhanh chóng, tạo hạt kích thước đồng đều; Khả năng chạy liên tục mà không cần làm mát, giảm thời gian chờ và tăng hiệu quả vận hành; Cây rung titan bền bỉ, chống ăn mòn, phù hợp với nhiều loại dung môi hóa học; Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng trong không gian phòng thí nghiệm hạn chế.
11.	Hệ đồng hóa nhũ hóa công nghiệp AS-H20-2000ID	Nguồn siêu âm Model NG:HC20-2000; Cây rung siêu âm Model AS-HORN:AS20-L256	Công suất lớn 2000 W, tối ưu cho xử lý khối lượng lớn trong môi trường công nghiệp; Khả năng vận hành liên tục không cần làm mát, giảm thời gian gián đoạn và tăng năng suất dây chuyền sản xuất; Cây rung siêu âm làm từ hợp kim titan chống ăn mòn, chịu được các môi trường hóa học khắc nghiệt; Hiệu suất năng lượng cao, giảm chi phí vận hành và

			bảo trì dài hạn; Độ ổn định tần số cao (± 0.5 kHz), đảm bảo hiệu quả đồng hóa và nhũ hóa đồng đều.
12.	Mô hình, thuật toán xử lý dữ liệu quan sát Trái đất cho một số thông số ảnh hưởng tới chất lượng nước	Mô hình xử lý chạy trên nền tảng Google Earth Engine kèm liệu hướng dẫn sử dụng kèm các mã code	Có thể chạy trên máy tính cấu hình bình thường, chỉ cần kết nối internet; Đánh giá nhanh các tác động đến môi trường, cảnh quan ven bờ thông qua các thông số ảnh hưởng tới chất lượng nước; Dễ dàng chuyển giao và sử dụng.
13.	Chế phẩm thảo dược (Phòng bệnh đường ruột cho tôm)	Sản phẩm chứa thành phần các chất có hoạt tính sinh học tự nhiên, axit amin, vitamin, khoáng chất....;	Ngăn ngừa được sự phát triển của các tác nhân gây bệnh; Tăng chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian nuôi trồng và tiết kiệm chi phí chăn nuôi; An toàn với tôm nuôi, người sử dụng và thân thiện với môi trường sinh thái
14.	Giải pháp truy xuất nguồn gốc – Công ty CP Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV)	Tem chip điện tử True Data	Giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng, khai thác, chế biến và phân phối thủy sản - bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường sức cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
15.			